

別紙【キット構成表】



No.	キット名称	区分	部材名称	数量	用途・備考
1	帝王切開	術前(手術台シヤウ仰臥位開腹)	ベストシートⅡ 120×210折	1	仰臥位用ベッドに敷く
2	帝王切開	術前(手術台シヤウ仰臥位開腹)	アダグ・バット ボリマー	1	出血や洗浄水など吸水、ベストシートの上に敷く
3	帝王切開	術前(手術台シヤウ仰臥位開腹)	ベストシートⅡ 60X60折	2	手術用カバー
4	帝王切開	術前(手術台シヤウ仰臥位開腹)	ダグ・イカキヤフ 白	1	円座用カバー
5	帝王切開	術前(手術台シヤウ仰臥位開腹)	スリッド・レーフ(タタリ・レーフ)1000	2	消毒薬垂れ込み予防
6	帝王切開	術前(V5ライン基本)	浅型トレー中	1	ラインや静脈注入針置き場
7	帝王切開	術前(V5ライン基本)	輸液セット20滴×1mL TI-U357P11	1	補液、静脈内に薬剤を流すライン 三活付きで3分の1の時間なし
8	帝王切開	術前(V5ライン基本)	特材 静脈留置針20G×1-1/4(1.10×32mm)	1	補液、静脈内に薬液を流す針
9	帝王切開	術前(V5ライン基本)	サージ・カメイト(テグ・ダマ1624WNG)	1	留置針挿入部の固定
10	帝王切開	術前(V5ライン基本)	カットテープ 3	1	テープのテープ 固定
11	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	包材75×75cm	1	全体の包、清潔野確保
12	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	メキシコ・レーフ・透明丸穴T	1	清潔野確保のためのドレープ
13	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	ブラー1型	1	全体の容器
14	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	セパレート	3	出血や消毒拭き取り用
15	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	パッド付ドレープ 2	1	穿刺部の保護
16	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	注射針18G×1-1/2RB	1	麻酔薬吸引用
17	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	腰椎穿刺針25GX75mm(ベソシヤウ・イント)	1	麻酔薬をくも膜下へ届ける針
18	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	シリンジ 5mL	1	麻酔薬吸引用シリンジ
19	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	タフティクBOCO	2	消毒用スティック
20	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	消毒トレー1槽式	1	消毒薬用カバー
21	帝王切開	術前(脊椎麻酔・ベソシヤウ)	処置シヤブ	1	消毒前に背中の下に敷いて消毒薬を吸い取らせる
22	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	包材75×75cm	1	清潔野確保のために使用
23	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	ブラー1型	1	必要物品をまとめる
24	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	カバー 8折	2	消毒やゼリーを拭き取る
25	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	消毒トレー1槽式	1	消毒薬入れ
26	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	綿棒#105	3	膀胱留置管挿入時消毒
27	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	シリンジ 10mL	1	固定用カシジツ
28	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	潤滑ゼリー5g	1	挿入時カテーテルの滑りをよくする
29	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	特材 ショウ・バルーンカフ 2WAY 14Fr	1	尿を体外に排出するカテーテル
30	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	ウレカ・ドレープ UD-BE3112P	1	お小水を貯める
31	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	ベストシートⅡ 33×45折	1	カテーテル挿入時に敷く
32	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	カットテープ 3	1	抜去防止
33	帝王切開	術前(膀胱留置管基本)	タラップ 7.0	1	挿入時の無菌操作のため
34	帝王切開	術前(ベビー・セット)	臍帯クリップ(白)	1	ベビー・セット臍帯用
35	帝王切開	術前(ベビー・セット)	吸引カテーテルP型トラップ付10Fr	1	ベビー・セット吸引
36	帝王切開	術前(ベビー・セット)	セパレート	10	ベビー・セット新生児用
37	帝王切開	術前(ベビー・セット)	タタリ75X75cm2枚重	1	ベビー・セット新生児用
38	帝王切開	術前(ベビー・セット)	消毒トレー1槽式	1	ベビー・セット新生児用
39	帝王切開	術前(ベビー・セット)	S綿球#20	3	ベビー・セット新生児用
40	帝王切開	術前(ベビー・セット)	処置用剪刀BB(曲)140mm	1	臍の緒切断
41	帝王切開	術前(ベビー・セット)	メキシコ・レーフ 吸ミ	1	ベビー・セット新生児用
42	帝王切開	術前(ベビー・セット)	メキシコ・ウン・ライズ	1	ベビー・セット新生児用
43	帝王切開	術中	メキシコ・ウン・カバー	1	メイヨカバー
44	帝王切開	術中	器械台カバー-155X180cm補強付	1	器械台の数に合わせる
45	帝王切開	術中	メキシコ・ウン・ライズ	1	直接介助者用
46	帝王切開	術中	タラップ 7.0	1	直接介助者用
47	帝王切開	術中	ハイバ・フルー30mL	1	イグジツ拭き取り用
48	帝王切開	術中	ベビー・セット10% 2袋入	1	消毒薬
49	帝王切開	術中	PGA3-0号45cm丸針26	1	合成吸収糸
50	帝王切開	術中	PGA1号45cm鈍針40mm	1	合成吸収糸
51	帝王切開	術中	接続チューブ PT(F-F)	1	術中出血や浸出液を吸引
52	帝王切開	術中	無影灯ハンド・カバー	2	无影灯の清潔操作
53	帝王切開	術中	チューブ・コード・オーガナイズ	2	チューブ 固定
54	帝王切開	術中	ベビー・セット(絶対優先)	1	手術全般の切開・凝固に使用
55	帝王切開	術中	ブラー・カフ 3mチューブ付	1	術中出血や浸出液を吸引
56	帝王切開	術中	カテーテル	1	ドレーピング
57	帝王切開	術中	メキシコ・ウン・横結	2	Dr. 用
58	帝王切開	術中	ノズルシート1 包装済	1	器具などの滑り防止用
59	帝王切開	術中	上掛けシート中	2	落下菌予防
60	帝王切開	術中	ダストバグ	1	不要なもの投入
61	帝王切開	術中	タフティク	4	消毒用スティック
62	帝王切開	術中	柄付PPF-カ-300mL	2	消毒薬入れ
63	帝王切開	術中	HOGYSENマーカーセット	1	皮膚マーカー
64	帝王切開	術中	帝王切開用スリット	1	子宮筋腫切開用

65	帝王切開	術中	Fセーフシールド スカルフ No.21	1	皮膚切開用・セフティアイ
66	帝王切開	術中	スカルフ 黒	1	爪置き
67	帝王切開	術中	ハット付ドレッシング N5号	1	ドレッシング 材
68	帝王切開	術中	スピンスター プラ (カイザー)	1	皮膚縫合
69	帝王切開	術中	エッジ 延長軸絶縁型プレート 電極	1	腹腔内に入ったら長いものに変える
70	帝王切開	術中	ハストレー2型	2	腔内観察・クランプ・鉗子入れる
71	帝王切開	術中	柄付PPC ーカ-500mL	1	洗浄やガーゼ用生食を入れる
72	帝王切開	術中	キーボード H25 (S)	1	メ-3台にのせて器械を立て掛ける
73	帝王切開	術中	縫合針カッター-P (20針)	1	開創の針は大きいので大きい針カッター
74	帝王切開	術中	ハット付ドレッシング N7号	1	ドレッシング 材
75	帝王切開	術中	ダブルチェッカー6フ ロック	1	針を安全に取扱い、カウントもする
76	帝王切開	術中	PPシャーレ90mmX15mm	1	小物入れ
77	帝王切開	術中	X線ガーゼ (黒) 4折 30枚入	1	血液を拭き取る